


1. מום סגירת הנקב הסגלגל

הנקב הסגלגל הוא חור דמוי שפה הנמצא בלב בין החדרים העיליים (במחיצה הפרוזדורית). לנקב הסגלגל חשיבות בשלב התפתחות העובר ובדרך כלל הוא נסגר בלידה או במהלך השנה הראשונה. פגם לבבי מולד זה שכיח למדי ומופיע בקרב- 25% מכלל האוכלוסייה.

נקב סגלגל פתוח אינו צריך להיות סיבה לדאגה, לא יגרום לאירוע חריג ולעיתים אפילו לא יאובחן. עם זאת, הוכח כי בחלק מהמטופלים יכול פגם סגירת הנקב הסגלגל לגרום לעליה בשבץ, מגרנות ומחלות אחרות. הרופא המטפל ייעץ לך אם הליך לסגירת הנקב הסגלגל יעזור בהפחתת גורמי סיכון אלו.



2. הליך סגירת הנקב

הליך הסגירה כרוך בהתערבות מזערית ומבוצע במעבדת צנתור לב. צנתר דק מוחדר לכלי דם במפשעה ומונחה אל הלב.

הגודל והמיקום המדויק של הנקב הסגלגל נקבעים על ידי הרופא המנתח. לאחר מכן מונח הסוגר במקום.

למכשיר הסתימה שני דיסקים גמישים דמויי מטריה, המחוברים באמצע. הוא למטה כדי להתאים לצינור. הדיסקים מאפשרים חיבור בטוח לשני צדי המחיצה הפרוזדורית. כשהם במקום, הרופא יאשר מיקום מתאים לפני שישחרר את הסוגר ויוציא את הצנתר.




3. ההתקן במיקום

הסוגר נמצא כעת במיקום המדויק, והמום סגור באמצעות שני הדיסקים של הסוגר. בדרך כלל לא נדרשים תפרים כדי לאחות את החתך הקטן במפשעה, רק תחבושת לחץ.

לאחר כמה חודשים הסוגר יכוסה בשכבה דקה של תאים, ולאחר מכן בתאי רקמת הלב ובמהלך הזמן המום ייסגר לגמרי.



Occlutech Figulla®
Flex II PFO Occluder





לאחר ההליך

הרופא המטפל יתווה לך תכנית מעקב במרווחים הבאים:
* מעקב ביום שלאחר הניתוח
* מעקב לאחר חודש, שלושה ושישה חודשים
במהלך בדיקות המעקב הרופא יבצע בדיקת אקו-קרדיוגרפיה כדי לבדוק כי הסוגר נמצא במקום המדויק.

חשוב לדעת לאחר הניתוח

- טול את כל התרופות שהמלצו על ידי הרופא
- הימנע ממאמץ פיזי לפחות שבועיים
- שא אתך את כרטיס המושל שלך
- אם אתה חווה תסמינים של קוצר נשימה או כאבים בחזה בכל זמן, פנה מיד לקבלת טיפול רפואי

הסוגר ומכשיר ה-MRI

אין מניעה לחשיפה לקרינת MRI של 1.5 ו-3 טסלה לחולים שהשתל בהם סוגר Occlutec PFO. אולם, לשימוש בטוח בדימות MRI, חייבים לשקול משתנים מסוימים. לכן, אנא היוועץ ברופא המטפל לפני הליך MRI.

הסוגר ונסיעות

הסוגר לא יפעיל מתקן מגלה מתכות בבדיקת בטיחות בנמל התעופה

שאלות נוספות

אם יש לך שאלות נוספות בקשר להתקן, אנא היוועץ ברופא המטפל

אודות Occlutech

חברת Occlutech הינה ספקית מובילה של התקנים המיועדים לביצוע הליכים זעיר פולשניים בטיפול במחלות לב. המכשירים שלנו מושגים בעשרות אלפי לבבות בכל שנה, וכך מונעים את הצורך בניתוח, ומקטינים את הסיכון לסיבוכים שעלולים להסתיים במוות.

עם למעלה מ-100.000 השתלות ביותר מ-80 מדינות, ל-Occlutech יש ביצועי מוצר עם הישגים מרשימים, וניסיון של למעלה מ-15 שנים. אנו מחויבים להמשיך ללא הרף כדי להבטיח שכלול ומצוינות בעבודתם של רופאים בכל העולם לטובת המטופלים שלהם.



Occlutech International AB
Landskronavägen 2, SE-252 32 Helsingborg, Sweden
info@occlutech.com, www.occlutech.com

Occlutech Customer Service: + 46 704 33 65 26

© Occlutech. All rights reserved. Occlutech and the Occlutech logo are registered trademarks. Individual product availability is subject to local regulatory clearance and may not be available in all territories. MM_PFO_005

